

**drive**  
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

cervical traction set  
equipo para tracción  
cervical desde la puerta  
ensemble de traction  
cervicale résidentiel

item # 13004

**drive**  
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

## installation instructions


Weight Capacity: 20 lbs

1. Pick up head halter by two metal “D” rings, holding both with one hand, to make head halter hang as shown.
2. Place head through the middle with chin resting in chin cup and straps hanging from back of head “straps on outside”.
3. Fasten Velcro-type straps onto Chin Piece.
4. Adjust for correct size by moving overhead strap up or down at “D” rings.

**NOTE:** Adjust overhead strap as necessary.

Item # 13004  
Shown

“D” Rings



Chin Cup  
Front of Halter

Velcro-type  
Straps

Back Part of  
Halter with  
Straps on Outside

## instrucciones para instalación

Capacidad De Peso: 20 lbs

1. Levante el cabestrillo para la cabeza con los dos anillos de metal "D" sosteniendo ambos con una mano para hacer que el cabestrillo para la cabeza cuelgue como se muestra.
2. Coloque la cabeza en el medio con el mentón apoyado en el espacio para el mentón y las correas colgando desde atrás de la cabeza, "correas por fuera".
3. Ajuste las correas Velcro-tipo sobre la Pieza para el Mentón.
4. Ajuste a la medida correcta moviendo la correa encima de la cabeza hacia arriba o abajo en los anillos "D".

**NOTA:** Ajuste las correas sobre la cabeza como sea necesario.

Item # 13004  
Shown

Anillos "D"



Espacio para el  
Mentón Frente  
del Cabestrillo

Correas Velcro-  
tipo

Parte posterior del  
Cabestrillo con las  
Correas por Fuera

## instructions de montage


Poids Maximum: 20 lbs

1. Saisir le harnais cervical par les deux anneaux en forme de "D" dans la même main de manière à ce qu'il pende tel qu'illustré.
2. Passer la tête au travers de l'ouverture et appuyer le menton contre la bande de soutien avant, tout en plaçant les bandes de soutien arrières, de chaque côté de la tête.
3. Attacher la bande velcro-type retenant le soutien du menton.
4. Ajuster à la longueur désirée en positionnant les attaches des anneaux à la hauteur adéquate sur les bandes latérales de support.

**REMARQUE:** Ajuster la hauteur des bandes latérales de support.

Item # 13004  
Shown

Anneaux "D"



Bande de soutien  
à l'avant du  
harnais

Partie arrière du  
harnais avec les bandes  
de soutien arrières vers  
l'extérieur.

Bandes  
attaches Velcro-type

## lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.  
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

## garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.  
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.  
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

# garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

drive  
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)